



## PT

## FINALIDADE PREVISTA

O Optitrol Mumps M é uma amostra de controlo da qualidade (CQ) que se destina a monitorizar o desempenho de ensaios *in vitro* para a determinação de anticorpos IgM antivírus da papeira em soro e plasma humanos. Este CQ foi fabricado como um controlo positivo e pode ser útil para determinar a precisão dos sistemas de teste e identificar fontes de variação. O Optitrol Mumps M é otimizado para ensaios e plataformas, incluindo DiaSorin LIAISON, e é um controlo não analisado sem valores alvo. Este controlo não deve ser utilizado como substituto dos controlos de kit obrigatórios do fabricante, fornecidos com o ensaio. O Optitrol Mumps M é um dispositivo médico para diagnóstico *in vitro* para utilização profissional.

## CONTEÚDO

O Optitrol Mumps M contém plasma humano com azida de sódio e ProClin 950 como conservantes. Cada unidade de plasma utilizada para fabricar este produto foi testada separadamente e considerada negativa/não reativa para anticorpos anti-VIH, anti-VHC e HBsAg. O controlo negativo disponível em separado, Optitrol Pediatric M Negative, apresentará resultados negativos/não reativos para IgM antivírus da papeira.

Exemplos de reatividade (sem valores alvo) para este controlo em diferentes sistemas de teste podem ser encontrados em <http://www.seracare.com/resourcelibrary>. Os utilizadores de amostras do CQ Optitrol têm acesso ao EDCNet, um sistema de monitorização de resultados de CQ baseado na Internet, em <https://www.nrlquality.org.au/products-services/qconnect>.

## ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Optitrol Mumps M:

- Estável até ao final do prazo de validade quando conservado entre 2 °C e 8 °C.
- Estável durante 90 dias após a abertura, desde que seja fechado hermeticamente após a utilização e colocado novamente nas condições de armazenamento entre 2 °C e 8 °C.
- Armazene sempre os frascos na posição vertical.
- Não utilize após o final do prazo de validade.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- O Optitrol Mumps M está pronto a ser utilizado.
- Misture bem, agitando suavemente, antes da utilização.
- Para analisadores automatizados, identifique o frasco com o código de barras fornecido e, em seguida, coloque o CQ Optitrol num suporte de amostras, de acordo com as amostras de rotina.
- Após a utilização, coloque os frascos novamente nas condições de armazenamento entre 2 °C e 8 °C.

## LIMITAÇÕES

- Não utilize este produto após o final do prazo de validade.
- Não utilize este produto se existirem sinais de contaminação microbiana e/ou turvação elevada.
- Utilize o Optitrol Mumps M de acordo com as instruções de utilização do fabricante do ensaio.
- O desvio do procedimento recomendado pode levar a resultados duvidosos.
- Este produto é fornecido apenas para fins de garantia da qualidade e não deve ser utilizado para fins de calibração.
- Este produto não é automatizado.
- Possíveis causas de variação no desempenho do CQ Optitrol:
  - Lotes diferentes do reagente de ensaio
  - Diferentes lotes de calibradores utilizados
  - Diferentes analisadores utilizados
  - Diferentes operadores
  - Hora do dia em que o teste foi realizado

## PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO

- O Optitrol Mumps M destina-se apenas à utilização em diagnóstico *in vitro* e deve ser testado apenas por pessoal qualificado.
- O Optitrol Mumps M contém materiais de origem humana e deve ser considerado como potencialmente infeccioso. Cumpra as precauções universais para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos ao manusear este produto.
- Não pipetar com a boca.
- A azida de sódio conservante pode reagir com cobre ou chumbo, levando à formação de compostos perigosos. Embora o Optitrol Mumps M contenha apenas uma pequena quantidade de azida de sódio, dilua-o com uma quantidade suficiente de água ao eliminá-lo em sistemas de águas residuais.
- Este produto também contém metilisotiazolonas, que são um composto do ProClin. As metilisotiazolonas estão classificadas de acordo com as Diretivas da Comunidade Europeia (CE) aplicáveis como: sensibilização cutânea.
- Elimine todo o material de forma segura, em conformidade com os regulamentos locais e nacionais, e com os procedimentos laboratoriais para a eliminação de resíduos clínicos.



**ADVERTÊNCIA:** Contém metilisotiazolonas.  
H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

## Prevenção:

P261 Evitar respirar névoa/vapores/aerossóis.  
P272 A roupa de trabalho contaminada não deve sair do local de trabalho.  
P280 Usar luvas/vestuário de proteção.

## Resposta:

P302 + P352 EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabão e água abundantes.  
P333 + P313 Se ocorrer irritação ou erupção cutânea: Procurar assistência médica.  
P363 Lavar o vestuário contaminado antes da reutilização.

## REFERÊNCIAS

- Occupational Safety and Health Standards: Bloodborne pathogens. (29 CFR Part 1910.1030). Fed. Register.
- Diretiva 2000/54/CE do Parlamento Europeu e Conselho, de 18 de setembro de 2000, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes biológicos durante o trabalho.
- Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização apropriadas dos ensaios utilizados.

Para obter ajuda, contacte a Assistência Técnica da LGC Clinical Diagnostics através do +1 508.244.6400 / [CDx-Info@LGCGroup.com](mailto:CDx-Info@LGCGroup.com).

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em associação com o dispositivo deve ser notificado à Assistência Técnica da LGC Clinical Diagnostics e, se a utilização estiver a decorrer na UE, à autoridade competente do Estado-Membro no qual o incidente ocorreu.

Data	Descrição da alteração
Outubro de 2025	Atualização para IVDR

## TAMANHO DA EMBALAGEM

N.º de referência	Tamanho da embalagem
SR15065	1 x 1 mL Positivo
SR15067	2 x 2,5 mL Positivo
SR15068	2 x 1 mL Positivo

Optitrol Mumps M

PT



CE 2797

REF

Número de catálogo

CE

Conformidade Europeia

IVD

Para Diagnóstico *In-Vitro*

LOT

Número de lote

Data de validade

Logótipo do produto

Advertência/Atenção

Riscos biológicos

Consultar as Instruções de Utilização

Fabricado por

Importador

Limitação da temperatura

CONTROL +

Controlo positivo

CONTROL -

Controlo negativo

EU REP

Mandatário na União Europeia

EU REP

MediMark Europe Sarl.  
11 rue Emile Zola  
38100 Grenoble. FRANCE  
+33 (0) 4 76 86 43 22  
info@medimark-europe.com

LGC Clinical Diagnostics, Inc. | 37 Birch Street, Milford, MA 01757 USA

Telephone: +1 508.244.6400 | CDx-Info@LGCGroup.com

