

KOVA-Trol® II Fiche de valeurs Anormalement bas

Description du produit : KOVA-Trol II Anormalement bas

Numéro de matériel : Kit 87130 (4 x 15 mL)

Les plages représentatives sont déterminées statistiquement sur la base des données historiques et vérifiées périodiquement avec des lots représentatifs testés selon la méthode spécifiée.

Test sur bandelette d'analyse d'urine Siemens							McKesson
Analyte	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0–8,5	7,0–8,5	7,5–8,5	7,0–≥ 9,0	6,5–8,5	7,0–8,5	7,0–8,5
Protéines	Négatif – 100	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL
Glucose	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL
Cétones	5–40 mg/dL	Tracé – 40 mg/dL	Tracé – 40 mg/dL	Tracé – 40 mg/dL	Tracé – 40 mg/dL	Tracé – 40 mg/dL	5–40 mg/dL
Bilirubine	1 + - 3 +	Modérée – Large	Petit – Grand	Modérée – Large	Petit – Grand	Petit – Grand	Négatif – 1
Sang (hémoglobine)	1 + - 3 +	Tracé-lysé – Modéré	Tracé – Modéré	Tracé-lysé – Modéré	Petit – Modéré	Tracé – Modéré	25–200 Ery/μL
Nitrite	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif
Urobilinogène	0,2–1 UE/dL	0,2–1,0 UE/dL	0,2–1,0 UE/dL	0,2–1,0 UE/dL	0,2–1,0 UE/dL	0,2–1,0 UE/dL	0,2–1 mg/dL
Gravité spécifique	1,005–1,020	≤ 1,005–1,015	≤ 1,005–1,025	≤ 1,005–1,025	≤ 1,005–1,020	≤ 1,005–1,015	1,005–1,020
Estérase leucocytaire	1 + - 3 +	Tracé – Grand	Tracé – Grand	Tracé – Grand	Tracé – Grand	Tracé – Grand	70–500 Leu/μL
Microalbumine	S.O.	30–150 mg/L	30–150 mg/L	30–150 mg/L	S.O.	10–150	S.O.
Créatinine	50–300 mg/dL	100–300 mg/dL	100–300 mg/dL	100–300 mg/dL	100–300 mg/dL	100–300 mg/dL	S.O.
A : C	S.O.	< 30 Normal – 30–300 mg/g Anormal			S.O.	Normal	S.O.

KOVA-Trol® II Fiche de valeurs Anormalement bas

Description du produit : KOVA-Trol II Anormalement bas

Numéro de matériel : Kit 87130 (4 x 15 mL)

Les plages représentatives sont déterminées statistiquement sur la base des données historiques et vérifiées périodiquement avec des lots représentatifs testés selon la méthode spécifiée.

Analyse d'urine Roche sur bandelette							
Analyte	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
Protéines	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 25 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL	Négatif – 75 mg/dL	Négatif – 30 mg/dL
Glucose	100–300 mg/dL	100–500 mg/dL	100–250 mg/dL	100–300 mg/dL	100–250 mg/dL	100–300 mg/dL	100–250 mg/dL
Cétones	1 + - 2 +	1 + - 2 +	5–50 mg/dL	5–50 mg/dL	5–50 mg/dL	5–50 mg/dL	5–50 mg/dL
Bilirubine	1 + - 2+	1 + - 2 +	Négatif – 1 mg/dL	1–3 mg/dL	1–3 mg/dL	1–3 mg/dL	1–3 mg/dL
Sang (hémoglobine)	5–10 – 250 Ery/μL	Tracé – 250 Ery/μL	50–250 Ery/μL	50–150 Ery/μL	50–250 Ery/μL	50–250 Ery/μL	50–250 Ery/μL
Nitrite	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif
Urobilinogène	Normal – 1 mg/dL	Normal – 1 mg/dL	Normal – 1 mg/dL	Normal – 1 mg/dL	Normal – 1 mg/dL	Normal – 1 mg/dL	Normal – 1 mg/dL
Gravité spécifique	1,000–1,010	1,000–1,010	1,005–1,015	1,005–1,015	1,005–1,015	1,005–1,015	1,000–1,015
Estérase leucocytaire	10–25–500 Leu/μL	Tracé – 2+	25–500 Leu/μL	25–500 Leu/μL	25–500 Leu/μL	100–500 Leu/μL	25–500 Leu/μL

KOVA-Trol® II Fiche de valeurs Anormalement bas

Description du produit : KOVA-Trol II Anormalement bas

Numéro de matériel : Kit 87130 (4 x 15 mL)

Les plages représentatives présentées ci-dessous sont confirmées pour chaque lot.

Caractéristiques physiques et microscopiques		
Marqueur	Méthode	Plage
Gravité spécifique	Réfractomètre (numérique)	≤ 1,005–1,025
Osmolalité	Osmomètre	100–400 mOsm/kg
pH	pH-mètre	7,0–8,5
Aspect	Visuel	Transparent – légèrement trouble
Couleur	Visuel	Jaune – Vert
Numération cellulaire moyenne des GR	Microscopie	1–12 cellules/hpf*
Numération leucocytaire moyenne	Microscopie	1–12 cellules/hpf*
Cristaux	Microscopie	Présent
Cylindres	Microscopie	< 1

* Cellules par champ au fort grossissement mesurées à l'aide d'un oculaire 10X/objectif 40X

Test de grossesse		
Marqueur	Méthode	Plage
hCG	Test urinaire hCG Quidel QuickVue	Négative