



Refractrol-SP Serumprotein-Assay-Blatt

Produktbeschreibung: Refractrol-SP Low
Artikelnummer: 84652
Charge: 10735156
Verfallsdatum: 21 MAR 2028
Lagerungstemperatur: Umgebungs-/Raumtemperatur (normalerweise 15–30 °C)

Assay-Werte für Reichert Digital- und Analog-Modelle
temperaturkompensiert:

Durchschnittliche Konzentration	Unsicherheit	Einheiten
4.8	+/- 0,4	g/dl

QK-Tests:

Assay-Werte für Atago Modelle, die bei Raumtemperatur betrieben wurden:

Durchschnittliche Konzentration	Unsicherheit	Einheiten
4.5	+/- 0,6	g/dl

Sicherheitsvorkehrungen: Beim Umgang mit diesem Material sind die allgemeinen
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Genehmigung:

BA Stewart 19 JUN 2025
Erstellt von Datum

Paula Korman 19 JUN 2025
QS-geprüft von Datum