



Δελτίο προσδιορισμού πρωτεΐνης ορού Refractrol-SP

Περιγραφή του προϊόντος: Refractrol-SP Low
Αριθμός υλικού: 84652
Παρτίδα: 10735156
Ημερομηνία λήξης: 21 MAR 2028
Θερμοκρασία φύλαξης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος δωματίου (συνήθως 15-30 °C)

Τιμές προσδιορισμού που λαμβάνονται για τα ψηφιακά και αναλογικά μοντέλα Reichert με αντιστάθμιση θερμοκρασίας:

Μέση συγκέντρωση	Αβεβαιότητα	Μονάδες
4.8	+/- 0,4	g/dL

Εξέταση ποιοτικού ελέγχου:


Τιμές προσδιορισμού που λαμβάνονται για τα μοντέλα Atago κατά τη λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου:

Μέση συγκέντρωση	Αβεβαιότητα	Μονάδες
4.5	+/- 0,6	g/dL


Προφυλάξεις ασφαλείας:

Κατά τον χειρισμό αυτού του υλικού, να τηρείτε τις γενικές προφυλάξεις.

Έγκριση:


Συντάκτης

19 Jun 2025
Ημερομηνία


Η επαλήθευση διασφάλισης ποιότητας εκτελέστηκε από

19 Jun 2025
Ημερομηνία