



Scheda del dosaggio delle proteine sieriche Refractrol-SP

Descrizione del prodotto: Refractrol-SP Low
Numero di materiale: 84652
Lotto: 10735156
Data di scadenza: 21 MAR 2028
Temperatura di conservazione: Temperatura ambiente (generalmente 15-30 °C)

Valori di dosaggio ottenuti per i modelli digitali e analogici Reichert con compensazione della temperatura:



Concentrazione media	Incertezza	Unità
4.8	+/- 0,4	g/dl

Test controllo qualità: Valori di analisi ottenuti per i modelli Atago se utilizzati a temperatura ambiente:

Concentrazione media	Incertezza	Unità
4.5	+/- 0,6	g/dl

Precauzioni di sicurezza: Durante la manipolazione di questo materiale, adottare le precauzioni universali.

Approvazione:


Preparazione eseguita da _____ Data 19 JUN 2025

Verifica QA eseguita da _____ Data 19 JUN 2025