



# Refractrol-SP Serumprotein-Assay-Blatt

Produktbeschreibung: Refractrol-SP Normal  
Artikelnummer: 84653  
Charge: 10735157  
Verfallsdatum: 21 MAR 2028  
Lagerungstemperatur: Umgebungs-/Raumtemperatur (normalerweise 15–30 °C)

Assay-Werte für Reichert Digital- und Analog-Modelle temperaturkompensiert:

Durchschnittliche Konzentration	Unsicherheit	Einheiten
7.8	+/- 0,4	g/dl


QK-Tests:

Assay-Werte für Atago Modelle, die bei Raumtemperatur betrieben wurden:


Durchschnittliche Konzentration	Unsicherheit	Einheiten
7.5	+/- 0,6	g/dl

Sicherheitsvorkehrungen: Beim Umgang mit diesem Material sind die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Genehmigung:

  
Erstellt von

19 JUN 2025  
Datum

  
QS-geprüft von

19 JUN 2025  
Datum