



Hoja del ensayo de proteínas séricas Refractrol-SP

Descripción del producto: Refractrol-SP Normal
Número de material: 84653
Lote: 10735157
Fecha de caducidad: 21 MAR 2028
Temperatura de almacenamiento: Temperatura ambiente (normalmente 15-30 °C)

Valores del ensayo obtenidos para los modelos Reichert digitales y analógicos con compensación de temperatura:

Concentración media	Incertidumbre	Unidades
7.8	+/-0,4	g/dl

Pruebas de control de calidad:

Valores del ensayo obtenidos para los modelos Atago cuando se utilizan a temperatura ambiente:

Concentración media	Incertidumbre	Unidades
7.5	+/-0,6	g/dl

Precauciones de seguridad:

Tome las precauciones universales al manipular este material.

Aprobación:

Ray A Street
Preparado por

19 JUN 2025
Fecha

Paula J. Curran
Garantía de calidad verificada por

19 JUN 2025
Fecha