



Scheda del dosaggio delle proteine sieriche Refractrol-SP

Descrizione del prodotto: Refractrol-SP Normal
Numero di materiale: 84653
Lotto: 10735157
Data di scadenza: 21 MAR 2028
Temperatura di conservazione: Temperatura ambiente (generalmente 15-30 °C)

Valori di dosaggio ottenuti per i modelli digitali e analogici Reichert con compensazione della temperatura:


Concentrazione media	Incertezza	Unità
7.8	+/- 0,4	g/dl

Test controllo qualità: Valori di analisi ottenuti per i modelli Atago se utilizzati a temperatura ambiente:


Concentrazione media	Incertezza	Unità
7.5	+/- 0,6	g/dl

Precauzioni di sicurezza: Durante la manipolazione di questo materiale, adottare le precauzioni universali.

Approvazione:


Preparazione eseguita da

19 JUN 2025
Data


Verifica QA eseguita da

19 JUN 2025
Data