



Refractrol-SP Serumprotein-Assay-Blatt

Produktbeschreibung: Refractrol-SP High
Artikelnummer: 84654
Charge: 10735158
Verfallsdatum: 21 MAR 2028
Lagerungstemperatur: Umgebungs-/Raumtemperatur (normalerweise 15–30 °C)

Assay-Werte für Reichert Digital- und Analog-Modelle temperaturkompensiert:

Durchschnittliche Konzentration	Unsicherheit	Einheiten
10.3	+/- 0,4	g/dl


QK-Tests:


Assay-Werte für Atago Modelle, die bei Raumtemperatur betrieben wurden:

Durchschnittliche Konzentration	Unsicherheit	Einheiten
10.4	+/- 0,6	g/dl

Sicherheitsvorkehrungen: Beim Umgang mit diesem Material sind die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Genehmigung:

Erstellt von  Datum 19 JUN 2025

QS-geprüft von  Datum 19 JUN 2025