



Hoja del ensayo de proteínas séricas Refractrol-SP

Descripción del producto: Refractrol-SP High
Número de material: 84654
Lote: 10735158
Fecha de caducidad: 21 MAR 2028
Temperatura de almacenamiento: Temperatura ambiente (normalmente 15-30 °C)

Valores del ensayo obtenidos para los modelos Reichert digitales y analógicos con compensación de temperatura:

Concentración media	Incertidumbre	Unidades
10.3	+/-0,4	g/dl

Pruebas de control de calidad:


Valores del ensayo obtenidos para los modelos Atago cuando se utilizan a temperatura ambiente:

Concentración media	Incertidumbre	Unidades
10.4	+/-0,6	g/dl


Precauciones de seguridad:

Tome las precauciones universales al manipular este material.

Aprobación:


Preparado por

19 JUN 2025
Fecha


Garantía de calidad verificada por

19 Jun 2025
Fecha