



Ficha do ensaio de proteína sérica Refractrol-SP

Descrição do produto: Refractrol-SP High
Número de material: 84654
Lote: 10735158
Prazo de validade: 21 MAR 2028
Temperatura de armazenamento: Temperatura ambiente (tipicamente 15–30 °C)

Valores de ensaio obtidos para os modelos digital e analógico Reichert com compensação de temperatura:

Concentração média	Incerteza	Unidades
10.3	+/- 0,4	g/dl

Teste de CQ: Valores de ensaio obtidos para os modelos Atago quando operados à temperatura ambiente:

Concentração média	Incerteza	Unidades
10.4	+/- 0,6	g/dl

Precauções de segurança: Use precauções universais ao manusear este material.

Aprovação:

Preparado em Ray A. Stead Data 19 JUN 2025
Verificado pelo CQ em Paula J. Kurner Data 19 Jun 2025