



Certificado de control de calidad

Descripción del producto: Optitrol NAT HBV Screening

Número de catálogo: NT01011

Lote: 10800386 (Caja)
10800209 (Vial)

Fecha de caducidad: 30 Nov. 2027

Aplicación: Para uso diagnóstico *in vitro*

Almacenamiento: ≤ -20 °C

Marcador vírico humano: Los controles se preparan a partir de muestras de plasma o suero humanos procesados positivos para ADN de VHB.


Los materiales de referencia de VHB se inactivaron mediante radiación gamma.

CE 2797: Este producto se fabrica y distribuye de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*.

Comercialización de la partida: El lote se ha analizado de acuerdo con las instrucciones válidas. Cumple todos los criterios de especificación requeridos y se aprobó su comercialización.

Aprobación:


Control de calidad


Fecha