



## Certificato di Controllo qualità

**Descrizione del prodotto:** Optitrol NAT HBV Screening

**Numero di catalogo:** NT01011

**Lotto:** 10801906 (scatola)

10801903 (fiala)

**Data di scadenza:** 31 Gen. 2028

**Applicazione:** Per uso diagnostico *in vitro*

**Conservazione:**  $\leq -20$  °C

**Marcatore virale umano:** I controlli sono preparati a partire da plasma o siero umano trattato positivo per DNA dell'HBV.


I materiali in stock di HBV sono stati inattivati mediante radiazioni gamma.

**CE 2797:** Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

**Rilascio lotto:** Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.

**Approvazione:**

  
Verifica della qualità

  
Data