

Kalite Kontrol Sertifikası

Ürün Tanımı: Optitrol NAT HBV Screening

Katalog Numarası: NT01011

Lot No.: 10801906 (Kutu)

10801903 (Flakon)

Son Kullanma Tarihi: 31 Oca 2028

Uygulama: *In vitro* tanısal kullanım içindir

Saklama: ≤-20 °C

İnsan Viral İşareti: Kontroller, HBV DNA açısından pozitif işlenmiş insan plazması veya serumundan hazırlanır.

HBV stok materyalleri, gamma radyasyonu ile inaktive edilmiştir.


CE 2797:


Bu ürün, *in vitro* tanısal tıbbi cihazlara ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli 2017/746 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) uyarınca üretilmiş ve dağıtılmıştır.

Seri Sunum:

Lot, geçerli talimat uyarınca test edilmiştir. Gerekli tüm spesifikasyon kriterlerini karşılar ve satışa sunulmuştur.

Onay:


Kalite Güvence


Tarih