

## Πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας

**Περιγραφή του προϊόντος:** Optitrol NAT HBV Screening

**Αριθμός καταλόγου:** NT01012

**Παρτίδα:** 10801905 (Κουτί)

**Παρτίδα:** 10801903 (Φιαλίδιο)

**Ημερομηνία λήξης:** 31 Ιαν 2028

**Εφαρμογή:** Για *in vitro* διαγνωστική χρήση

**Φύλαξη:** ≤ -20 °C


**Ανθρώπινος ιικός δείκτης:** Οι μάρτυρες παρασκευάζονται από επεξεργασμένο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό θετικό για DNA του HBV.

Τα υλικά αποθέματος HBV αδρανοποιήθηκαν με ακτινοβολία γάμμα.

**CE 2797:** Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται και διανέμεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα *in vitro* διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

**Αποδέσμευση παρτίδας:** Η παρτίδα έχει ελεγχθεί σύμφωνα με έγκυρες οδηγίες. Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια προδιαγραφών και αποδεσμεύτηκε προς πώληση.

**Έγκριση:**



Διασφάλιση ποιότητας

22 May 2026

Ημερομηνία