

Certificado de Controlo da Qualidade

Descrição do produto: Optitrol NAT HBV Screening

Número de catálogo: NT01012

Lote: 10810216 (caixa)

10810215 (frasco)

Prazo de validade: 30 abril 2028

Aplicação: Para utilização em diagnóstico *in vitro*

Conservação: ≤ -20 °C

Marcador viral humano: Os controlos são preparados a partir de plasma ou soro humanos processados, positivos para ADN do VHB.

Os materiais de stock de VHB foram inativados por radiação gama.

CE 2797: Este produto é fabricado e distribuído em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro*.

Lançamento do lote: O lote foi testado de acordo com instruções válidas. Cumpre todos os critérios de especificação exigidos e foi autorizado para venda.

Aprovação:



Garantia da qualidade

01 JUN 2026

Data