



Certificado de control de calidad

Descripción del producto: Optitrol NAT HCV Screening

Número de catálogo: NT01021

Lote: 10806734 (Caja)

10806428 (Vial)

Fecha de caducidad: 30 Nov. 2027

Aplicación: Para uso diagnóstico *in vitro*

Almacenamiento: De -20 °C a -40 °C

Marcador vírico humano:

Los controles se preparan a partir de muestras de plasma o suero humanos procesados positivos para ARN de VHC.

Los materiales de referencia de VHC se inactivaron mediante radiación gamma.


CE 2797:

Este producto se fabrica y distribuye de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*.

Comercialización de la partida:

El lote se ha analizado de acuerdo con las instrucciones válidas. Cumple todos los criterios de especificación requeridos y se aprobó su comercialización.

Aprobación:


Control de calidad

15 APR 2006
Fecha