



Certyfikat kontroli jakości

Opis produktu: Optitrol NAT HCV Screening

Numer katalogowy: NT01022

Seria: 10816884 (pudełko)

10816883 (fiolka)

Data ważności: 29 Lut 2028

Zastosowanie: Do diagnostyki *in vitro*

Przechowywanie: Od -20 to -40°C

Ludzki marker wirusowy:

Te kontrole są przygotowywane z przetworzonego ludzkiego osocza lub surowicy dodatniej pod kątem RNA wirusa HCV.

Materiały podstawowe wirusa HCV zostały inaktywowane promieniowaniem gamma.


CE 2797:

Ten produkt jest wytwarzany i dystrybuowany zgodnie z rozporządzeniem 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki *in vitro*.

Wydanie partii:

Seria została przetestowana zgodnie z prawidłowymi instrukcjami. Spełnia wszystkie wymagane kryteria specyfikacji i została dopuszczona do sprzedaży.

Zatwierdzenie:


Zapewnienie jakości

16 Jun 2026
Data