

Certificado de Controlo da Qualidade

Descrição do produto: Optitrol NAT HIV Screening

Número de catálogo: NT01031

Lote: 10800098 (caixa)

10800096 (frasco)

Prazo de validade: 31 dez 2027

Aplicação: Para utilização em diagnóstico *in vitro*

Conservação: -40 °C a -20 °C

Marcador viral humano: Os controlos são preparados a partir de plasma ou soro humanos processados, positivos para ARN do VIH.

Os materiais de stock de VIH foram inativados por radiação gama.

CE 2797:

Este produto é fabricado e distribuído em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro*.

Lançamento do lote:

O lote foi testado de acordo com instruções válidas. Cumpre todos os critérios de especificação exigidos e foi autorizado para venda.

Aprovação:



14 JUN 2026

Garantia da qualidade

Data