



Certificado de control de calidad

Descripción del producto: Optitrol NAT HIV Screening

Número de catálogo: NT01031

Lote:
10801908 (Caja)
10801907 (Vial)

Fecha de caducidad: 31 Ene. 2028

Aplicación: Para uso diagnóstico *in vitro*

Almacenamiento: De -40 °C a -20 °C

Marcador vírico humano: Los controles se preparan a partir de muestras de plasma o suero humanos procesados positivos para ARN de VIH.

Los materiales de referencia de VIH se inactivaron mediante radiación gamma.

CE 2797: Este producto se fabrica y distribuye de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*.

Comercialización de la partida: El lote se ha analizado de acuerdo con las instrucciones válidas. Cumple todos los criterios de especificación requeridos y se aprobó su comercialización.

Aprobación:

Control de calidad

14 JUN 2026

Fecha