

# Qualitätskontrollzertifikat

**Produktbeschreibung:** Optitrol NAT HIV Screening

**Katalognummer:** NT01032

**Charge:** 10801910 (Box)

10801907 (Fläschchen)

**Verfallsdatum:** 31 Jan 2028

**Anwendung:** Zur *In-vitro*-Diagnostik

**Lagerung:** -40 °C bis -20 °C

**Humaner Virusmarker:** Die Kontrollen werden aus verarbeitetem Humanplasma oder -serum hergestellt, das positiv für HIV-RNA ist.

HIV-Stammmaterialien wurden durch Gammastrahlung inaktiviert.

**CE 2797:** Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über *In-vitro*-Diagnostika hergestellt und vertrieben.

**Chargenfreigabe:** Die Charge wurde gemäß den gültigen Anweisungen getestet. Sie erfüllt alle erforderlichen Spezifikationskriterien und wurde zum Verkauf freigegeben.

**Freigabe:**



03 JUN 2026

Qualitätssicherung

Datum