

Kvalitetskontrollsertifikat

Produktbeskrivelse: Optitrol NAT HIV Screening

Katalognummer: NT01032

Parti: 10801910 (eske)

10801907 (rør)

Utløpsdato: 31 Jan 2028

Bruksområde: Til *in vitro*-diagnostisk bruk

Oppbevaring: -40 °C til -20 °C

Human virusmarkør: Kontrollene er fremstilt fra prosessert humant plasma eller serum som er positive for HIV-RNA.

HIV-stammaterialer ble inaktivert ved gammastråling.

CE 2797: Dette produktet er produsert og distribuert i samsvar med forordning (EU) 2017/746 fra Europaparlamentet og Rådet av 5. april 2017 om *in vitro*-diagnostisk medisinsk utstyr.

Frigivelse av parti: Partiet er testet i henhold til gyldige anvisninger. Det oppfyller alle påkrevde spesifikasjonskriterier og ble frigitt for salg.

Godkjenning:



03 Jun 2026

Kvalitetssikring

Dato