


Certificato di Controllo qualità

Descrizione del prodotto:	Optitrol NAT HIV-2
Numero di catalogo:	NT01036
Lotto:	10800094 (scatola) 10800093 (fiala)
Data di scadenza:	31 Dic. 2027
Applicazione:	Per uso diagnostico <i>in vitro</i>
Conservazione:	Da -40 °C a -20 °C
Marcatore virale umano:	Il controllo è stato prodotto utilizzando surnatanti di colture cellulari con HIV-2 intatto, inattivato mediante radiazioni gamma o trattamento termico.
CE 2797:	Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici-diagnostici <i>in vitro</i> .
Rilascio lotto:	Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.
Approvazione:	



Verifica della qualità

17 JUN 2026

Data