

Qualitätskontrollzertifikat

Produktbeschreibung: Optitrol NAT Triplex

Katalognummer: NT01042

Charge:
10755862 (Packung)
10755857 (Fläschchen)

Verfallsdatum: 31 Juli 2027

Anwendung: Zur *In-vitro*-Diagnostik


Lagerung: ≤ -20 °C

Humaner Virusmarker: Die Kontrollen werden aus aufbereitetem Humanplasma oder -serum hergestellt, das positiv für HBV-DNA, HCV-RNA und HIV-1-RNA ist. HBV-, HCV- und HIV-1-Stammmaterial wurden durch Gammastrahlung inaktiviert.

CE 2797: Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über *In-vitro*-Diagnostika hergestellt und vertrieben.

Chargenfreigabe: Die Charge wurde gemäß den gültigen Anweisungen getestet. Sie erfüllt alle erforderlichen Spezifikationskriterien und wurde zum Verkauf freigegeben.

Freigabe:


Qualitätssicherung

03 Nov 2025
Datum