

## Certificat de contrôle qualité

**Description du produit :** Optitrol Blue

**Numéro de référence :** SR11011

**N° de lot :** 10751988 (boîte)  
10751987 (flacon)

**Date de péremption :** 30 juin 2027

**Conservateur :** Azoture de sodium ; ProClin® 950

**Application :** Pour le diagnostic *in vitro*


**Conservation :** 2 à 8 °C


**Marqueur viral humain :** Les contrôles sont préparés à partir de plasma ou de sérum humains traités, réactifs aux anticorps anti-VIH-1, anti-HTLV-1, anti-VHC, anti-HBc, anti-*Treponema pallidum* et aux AgHBs.

**CE 2797 :** Ce produit est fabriqué et distribué conformément au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.

**Commercialisation du lot :** Le lot a été testé conformément aux instructions valides. Il répond à tous les critères de spécification requis et a été mis en vente.

**Approbation :**

  
Assurance qualité

  
Date