



# Certificado de Controlo da Qualidade

**Descrição do produto:** Optitrol Yellow

**Número de catálogo:** SR11021

**Lote:** 10809736 (caixa)

10809735 (Frasco)

**Prazo de validade:** 31 março 2028

**Conservante:** Azida de sódio; ProClin® 950

**Aplicação:** Para utilização em diagnóstico *in vitro*

**Conservação:** 2 °C a 8 °C

**Marcador viral humano:** Os controlos são preparados a partir de plasma ou soro humanos processados, reativos para anticorpos contra o VIH 1, anticorpos contra o HTLV 1, anticorpos contra o VHC, anticorpos contra o HBc, anticorpos contra o Treponema pallidum e o HBsAg.

**CE 2797:** Este produto é fabricado e distribuído em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro*.

**Lançamento do lote:** O lote foi testado de acordo com instruções válidas. Cumpre todos os critérios de especificação exigidos e foi autorizado para venda.

**Aprovação:**

18 JUN 2026

Garantia da Qualidade

Data