



## Certificato di Controllo qualità

**Descrizione del prodotto:** Optitrol HEPR-2

**Numero di catalogo:** SR12055

**Lotto:** 10755812 (scatola)

10755792 (fiala)

**Data di scadenza:** 31 dicembre 2026

**Conservante:** Azoturo di sodio; ProClin® 950

**Applicazione:** Per uso diagnostico *in vitro*


**Conservazione:** Da 2 a 8 °C


**Marcatore virale umano:** Il controllo è preparato a partire da plasma o siero umano trattato contenente anticorpi IgG anti-HBs, anti-HBe, anti-HAV e anti-HEV. Il materiale di origine umana usato per produrre questo lotto è stato testato ed è risultato negativo per HBsAg, anti-HIV 1+2 e anti-HCV.

**CE 2797:** Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità della Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 sui dispositivi medici diagnostici *in vitro*.

**Rilascio lotto:** Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.

**Approvazione:**

  
Verifica della qualità

  
Data