

Certificat de contrôle qualité

Description du produit : Optitrol Chagas-1

Numéro de référence : SR16027

N° de lot : 10806998 (Boîte)

10806996 (Flacon)

Date de péremption : 31 déc. 2028

Conservateur : Azoture de sodium ; ProClin® 950

Application : Pour le diagnostic *in vitro*

Conservation : 2 à 8 °C

Marqueur viral humain : Les contrôles sont préparés à partir de plasma ou de sérum humain traité réactif aux anticorps dirigés contre les IgG anti-Trypanosoma cruzi. Le matériel d'origine humaine a été testé et trouvé négatif pour les AgHBs et les anticorps anti-VIH-1+2 et anti-VHC.

CE 2797 : Ce produit est fabriqué et distribué conformément au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.

Commercialisation du lot : Le lot a été testé conformément aux instructions valides. Il répond à tous les critères de spécification requis et a été mis en vente.

Approbation :



Assurance qualité

19 JUN 2026

Date