

KOVA-Trol® I Hoch-Abnormalwert mit Urobilinogen-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol I Hoch-Abnormalwert mit Urobilinogen
 Artikelnummer: Kits 87334 (4 x 15 mL), 87332 (4 x 60 mL) und 87533 (8 x 60 mL)

Die repräsentativen Bereiche werden statistisch auf Grundlage historischer Daten bestimmt und regelmäßig mit repräsentativen Chargen überprüft, die mit der angegebenen Methode getestet wurden.

Siemens-Urinteststreifen-Analytik							McKesson
Analyt	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0 - 8,0	6,5 - 8,5	7,0 - 8,5	6,5 - 8,5	6,5 - 8,5	6,5 - 8,0	6,5 - 8,5
Protein	100 - ≥2000 mg/dL	100 - ≥300 mg/dL	100 - ≥300 mg/dL	100 - ≥300 mg/dL	100 - ≥300 mg/dL	100 - ≥1000 mg/dL	100 - 300 mg/dL
Glukose	250 - 2000 mg/dL	500 - ≥1000 mg/dL	500 - ≥1000 mg/dL	250 - ≥1000 mg/dL	500 - ≥1000 mg/dL	250 - ≥1000 mg/dL	250 - 1000 mg/dL
Ketone	15 - 160 mg/dL	15 - ≥80 mg/dL	15 - ≥80 mg/dL	40 - ≥160 mg/dL	15 - ≥80 mg/dL	15 - ≥160 mg/dL	15 - 80 mg/dL
Bilirubin	2 + - 3 +	Mittel - Stark	Mittel - Stark	Mittel - Stark	Mittel - Stark	Mittel - Stark	1 - 4 mg/dL
Blut (Hämoglobin)	2 + - 3 +	Gering - Stark	Mittel - Stark	Mittel - Stark	Mittel - Stark	Gering - Stark	80 - 200 Ery/μL
Nitrit	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Urobilinogen	4 - 8 EU/dL	4,0 - ≥8,0 EU/dL	4,0 - ≥8,0 EU/dL	4,0 - ≥8,0 EU/dL	4,0 - ≥8,0 EU/dL	1,0 - ≥8,0 EU/dL	2 - 8 mg/dL
Spezifisches Gewicht	1,010 - 1,025	1,010 - 1,025	1,015 - 1,030	1,010 - 1,030	1,010 - 1,025	1,005 - 1,025	1,010 - 1,020
Leukozytenesterase	1 + - 3 +	Mittel - Stark	Gering - Stark	Gering - Stark	Gering - Stark	Mittel - Stark	125 - 500 Leu/μL
Mikroalbumin	—	80 - 150 mg/L	80 - 150 mg/L	30 - 150 mg/L	—	30 - 150 mg/L	—
Kreatinin	50 - 300 mg/dL	50 - 300 mg/dL	50 - 300 mg/dL	50 - 300 mg/dL	50 - 300 mg/dL	50 - 300 mg/dL	—
A : C	—	30 - 300 mg/g Abnormal - > 300 mg/g Hoch-Abnormalwert			—	150 - ≥300 mg/g	—

KOVA-Trol® I Hoch-Abnormalwert mit Urobilinogen-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol I Hoch-Abnormalwert mit Urobilinogen
 Artikelnummer: Kits 87334 (4 x 15 mL), 87332 (4 x 60 mL) und 87533 (8 x 60 mL)

Die repräsentativen Bereiche werden statistisch auf Grundlage historischer Daten bestimmt und regelmäßig mit repräsentativen Chargen überprüft, die mit der angegebenen Methode getestet wurden.

Roche-Urinteststreifen-Analytik							
Analyt	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8
Protein	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	150 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL
Glukose	300 - 1000 mg/dL	500 - 1000 mg/dL	250 - 1000 mg/dL	300 - 1000 mg/dL	250 - >1000 mg/dL	250 - >1000 mg/dL	250 - 1000 mg/dL
Ketone	1 + - 3 +	1 + - 3 +	15 - 150 mg/dL	50 - 150 mg/dL	15 - 150 mg/dL	15 - 150 mg/dL	15 - 150 mg/dL
Bilirubin	2 + - 3 +	2 + - 3 +	3 - 6 mg/dL	3 - 6 mg/dL	3 - 6 mg/dL	3 - 6 mg/dL	3 - 6 mg/dL
Blut (Hämoglobin)	50 - 250 Ery/μL	50 - 250 Ery/μL	150 - 250 Ery/μL	150 - 250 Ery/μL	50 - 250 Ery/μL	150 - 250 Ery/μL	150 - 250 Ery/μL
Nitrit	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Urobilinogen	4 - 12 mg/dL	4 - 12 mg/dL	8 - 12 mg/dL	8 - 12 mg/dL	8 - ≥12 mg/dL	8 - 12 mg/dL	8 - 12 mg/dL
Spezifisches Gewicht	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,010 - 1,020
Leukozytenesterase	10 - 25 - 500 Leu/μL	1 + - 2 +	100 - 500 Leu/μL	100 - 500 Leu/μL	75 - 500 Leu/μL	100 - 500 Leu/μL	100 - 500 Leu/μL

KOVA-Trol® I Hoch-Abnormalwert mit Urobilinogen-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol I Hoch-Abnormalwert mit Urobilinogen
 Artikelnummer: Kits 87334 (4 x 15 mL), 87332 (4 x 60 mL) und 87533 (8 x 60 mL)

Die unten dargestellten repräsentativen Bereiche werden für jede Charge bestätigt.

Physikalische und mikroskopische Eigenschaften		
Marker	Methode	Bereich
Spezifisches Gewicht	Refraktometer (digital)	1,015 - $\geq$ 1,030
Osmolalität	Osmometer	200 - 600 mOsm/kg
pH	pH-Meter	6,5 - 8,5
Aussehen	Visuell	Klar - leicht trüb
Farbe	Visuell	Bernstein
Mittlere Erythrozytenzellzahl	Mikroskopie	$\geq$ 15 Zellen/hpf*
Mittlere Leukozytenzellzahl	Mikroskopie	$\geq$ 15 Zellen/hpf*
Kristalle	Mikroskopie	Vorhanden
Zylinder	Mikroskopie	<1

* Zellen pro Gesichtsfeld bei hoher Vergrößerung, gemessen mit 10X-Okular/40X-Objektiv

Schwangerschaftstestung		
Marker	Methode	Bereich
hCG	Quidel QuickVue hCG-Urintest	Negativ