

# KOVA-Trol® I Hoja de valores anormales altos con urobilinógeno

Descripción del producto: KOVA-Trol I anormal alto con urobilinógeno  
 Número de material: Kits 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) y 87533 (8 x 60 ml)

Los intervalos representativos se determinan estadísticamente a partir de datos históricos y se verifican periódicamente con lotes representativos analizados con el método especificado.

| Análisis de tiras reactivas para análisis de orina Siemens |                  |                                               |                   |                          |                   |                   | McKesson         |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Analito                                                    | Multistix Visual | Clinitek 50                                   | Clinitek 100      | Clinitek Status/Status + | Clinitek Advantus | Clinitek Novus    |                  |
| pH                                                         | 7,0-8,0          | 6,5-8,5                                       | 7,0-8,5           | 6,5-8,5                  | 6,5-8,5           | 6,5-8,0           | 6,5-8,5          |
| Proteína                                                   | 100-≥2000 mg/dl  | 100-≥300 mg/dl                                | 100-≥300 mg/dl    | 100-≥300 mg/dl           | 100-≥300 mg/dl    | 100-≥1000 mg/dl   | 100-300 mg/dl    |
| Glucosa                                                    | 250-2000 mg/dl   | 500-≥1000 mg/dl                               | 500 - ≥1000 mg/dl | 250 - ≥1000 mg/dl        | 500 - ≥1000 mg/dl | 250 - ≥1000 mg/dl | 250 - 1000 mg/dl |
| Cetonas                                                    | 15 - 160 mg/dl   | 15-≥80 mg/dl                                  | 15-≥80 mg/dl      | 40-≥160 mg/dl            | 15-≥80 mg/dl      | 15-≥160 mg/dl     | 15-80 mg/dl      |
| Bilirrubina                                                | 2 + - 3 +        | Moderado - Grande                             | Moderado - Grande | Moderado - Grande        | Moderado - Grande | Moderado - Grande | 1-4 mg/dl        |
| Sangre (hemoglobina)                                       | 2 + - 3 +        | Pequeño - Grande                              | Moderado - Grande | Moderado - Grande        | Moderado - Grande | Pequeño - Grande  | 80 - 200 Eri/μl  |
| Nitrito                                                    | Positivo         | Positivo                                      | Positivo          | Positivo                 | Positivo          | Positivo          | Positivo         |
| Urobilinógeno                                              | 4-8 UE/dl        | 4,0-≥8,0 UE/dl                                | 4,0-≥8,0 UE/dl    | 4,0-≥8,0 UE/dl           | 4,0-≥8,0 UE/dl    | 1,0-≥8,0 UE/dl    | 2-8 mg/dl        |
| Gravedad específica                                        | 1,010-1,025      | 1,010-1,025                                   | 1,015-1,030       | 1,010-1,030              | 1,010-1,025       | 1,005-1,025       | 1,010-1,020      |
| Esterasa de leucocitos                                     | 1 + - 3 +        | Moderado - Grande                             | Pequeño - Grande  | Pequeño - Grande         | Pequeño - Grande  | Moderado - Grande | 125 - 500 Leu/μl |
| Microalbúmina                                              | No procede       | 80-150 mg/l                                   | 80-150 mg/l       | 30-150 mg/l              | No procede        | 30-150 mg/l       | No procede       |
| Creatinina                                                 | 50-300 mg/dl     | 50-300 mg/dl                                  | 50-300 mg/dl      | 50-300 mg/dl             | 50-300 mg/dl      | 50-300 mg/dl      | No procede       |
| A : C                                                      | No procede       | 30-300 mg/g anormal - > 300 mg/g anormal alto |                   |                          | No procede        | 150-≥300 mg/g     | No procede       |

# KOVA-Trol® I Hoja de valores anormales altos con urobilinógeno

Descripción del producto: KOVA-Trol I anormal alto con urobilinógeno  
 Número de material: Kits 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) y 87533 (8 x 60 ml)

Los intervalos representativos se determinan estadísticamente a partir de datos históricos y se verifican periódicamente con lotes representativos analizados con el método especificado.

| Análisis de tiras reactivas para análisis de orina Roche |                  |                  |                        |                |                 |                 |                |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Analito                                                  | Combur Visual    | Chemstrip Visual | Chemstrip Criterion II | Urisys 1800    | Urisys 1100     | Cobas U411      | Cobas U601     |
| pH                                                       | 7-8              | 7-8              | 7-8                    | 7-8            | 7-8             | 7-8             | 7-8            |
| Proteína                                                 | 100-500 mg/dl    | 100-500 mg/dl    | 100-500 mg/dl          | 150-500 mg/dl  | 100-500 mg/dl   | 100-500 mg/dl   | 100-500 mg/dl  |
| Glucosa                                                  | 300-1000 mg/dl   | 500-1000 mg/dl   | 250-1000 mg/dl         | 300-1000 mg/dl | 250->1000 mg/dl | 250->1000 mg/dl | 250-1000 mg/dl |
| Cetonas                                                  | 1 + - 3 +        | 1 + - 3 +        | 15-150 mg/dl           | 50-150 mg/dl   | 15-150 mg/dl    | 15-150 mg/dl    | 15-150 mg/dl   |
| Bilirrubina                                              | 2 + - 3 +        | 2 + - 3 +        | 3-6 mg/dl              | 3-6 mg/dl      | 3-6 mg/dl       | 3-6 mg/dl       | 3-6 mg/dl      |
| Sangre (hemoglobina)                                     | 50-250 Eri/μl    | 50-250 Eri/μl    | 150-250 Eri/μl         | 150-250 Eri/μl | 50-250 Eri/μl   | 150-250 Eri/μl  | 150-250 Eri/μl |
| Nitrito                                                  | Positivo         | Positivo         | Positivo               | Positivo       | Positivo        | Positivo        | Positivo       |
| Urobilinógeno                                            | 4-12 mg/dl       | 4-12 mg/dl       | 8-12 mg/dl             | 8-12 mg/dl     | 8-≥12 mg/dl     | 8-12 mg/dl      | 8-12 mg/dl     |
| Gravedad específica                                      | 1,005-1,020      | 1,005-1,020      | 1,005-1,020            | 1,005-1,020    | 1,005-1,020     | 1,005-1,020     | 1,010-1,020    |
| Esterasa de leucocitos                                   | 10-25-500 Leu/μl | 1 + - 2 +        | 100-500 Leu/μl         | 100-500 Leu/μl | 75-500 Leu/μl   | 100-500 Leu/μl  | 100-500 Leu/μl |

# KOVA-Trol® I Hoja de valores anormales altos con urobilinógeno

Descripción del producto: KOVA-Trol I anormal alto con urobilinógeno  
 Número de material: Kits 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) y 87533 (8 x 60 ml)

Los intervalos representativos presentados a continuación están confirmados para cada lote.

| Características físicas y microscópicas |                         |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Marcador                                | Método                  | Rango                            |
| Gravedad específica                     | Refractómetro (digital) | 1,015-≥1,030                     |
| Osmolalidad                             | Osmómetro               | 200-600 mOsm/kg                  |
| pH                                      | Medidor de pH           | 6,5-8,5                          |
| Aspecto                                 | Visual                  | Transparente: ligeramente turbio |
| Color                                   | Visual                  | Ámbar                            |
| Recuento medio de glóbulos rojos        | Microscopia             | ≥15 células/hpf*                 |
| Recuento celular medio de leucocitos    | Microscopia             | ≥15 células/hpf*                 |
| Cristales                               | Microscopia             | Presente                         |
| Cilindros                               | Microscopia             | <1                               |

\* Células por campo de gran aumento medidas con ocular 10X y objetivo 40X

| Pruebas de embarazo |                                          |          |
|---------------------|------------------------------------------|----------|
| Marcador            | Método                                   | Rango    |
| hCG                 | Análisis de orina<br>hCG Quidel QuickVue | Negativo |