

KOVA-Trol® | Fiche de valeurs Anormalement haut avec urobilinogène

Description du produit : KOVA-Trol I Anormalement élevé avec urobilinogène
 Numéro de matériel : Kits 87334 (4 x 15 mL), 87332 (4 x 60 mL) et 87533 (8 x 60 mL)

Les plages représentatives sont déterminées statistiquement sur la base des données historiques et vérifiées périodiquement avec des lots représentatifs testés selon la méthode spécifiée.

Test sur bandelette d'analyse d'urine Siemens							McKesson
Analyte	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0–8,0	6,5–8,5	7,0–8,5	6,5–8,5	6,5–8,5	6,5–8,0	6,5–8,5
Protéines	100–≥ 2 000 mg/dL	100–≥ 300 mg/dL	100–≥ 300 mg/dL	100–≥ 300 mg/dL	100–≥ 300 mg/dL	100–≥ 1 000 mg/dL	100–300 mg/dL
Glucose	250–2 000 mg/dL	500–≥ 1 000 mg/dL	500–≥ 1 000 mg/dL	250–≥ 1 000 mg/dL	500–≥ 1 000 mg/dL	250–≥ 1 000 mg/dL	250–1 000 mg/dL
Cétones	15–160 mg/dL	15–≥ 80 mg/dL	15–≥ 80 mg/dL	40–≥ 160 mg/dL	15–≥ 80 mg/dL	15–≥ 160 mg/dL	15–80 mg/dL
Bilirubine	2 + - 3 +	Modérée – Large	Modérée – Large	Modérée – Large	Modérée – Large	Modérée – Large	1–4 mg/dL
Sang (hémoglobine)	2 + - 3 +	Petit – Grand	Modérée – Large	Modérée – Large	Modérée – Large	Petit – Grand	80–200 Ery/μL
Nitrite	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif
Urobilinogène	4–8 UE/dL	4,0–≥ 8,0 UE/dL	4,0–≥ 8,0 UE/dL	4,0–≥ 8,0 UE/dL	4,0–≥ 8,0 UE/dL	1,0–≥ 8,0 UE/dL	2–8 mg/dL
Gravité spécifique	1,010–1,025	1,010–1,025	1,015–1,030	1,010–1,030	1,010–1,025	1,005–1,025	1,010–1,020
Estérase leucocytaire	1 + - 3 +	Modérée – Large	Petit – Grand	Petit – Grand	Petit – Grand	Modérée – Large	125–500 Leu/μL
Microalbumine	S.O.	80–150 mg/L	80–150 mg/L	30–150 mg/L	S.O.	30–150 mg/L	S.O.
Créatinine	50–300 mg/dL	50–300 mg/dL	50–300 mg/dL	50–300 mg/dL	50–300 mg/dL	50–300 mg/dL	S.O.
A : C	S.O.	30–300 mg/g Anormal – > 300 mg/g Anormalement élevé			S.O.	150–≥ 300 mg/g	S.O.

KOVA-Trol® I Fiche de valeurs Anormalement haut avec urobilinogène

Description du produit : KOVA-Trol I Anormalement élevé avec urobilinogène
 Numéro de matériel : Kits 87334 (4 x 15 mL), 87332 (4 x 60 mL) et 87533 (8 x 60 mL)

Les plages représentatives sont déterminées statistiquement sur la base des données historiques et vérifiées périodiquement avec des lots représentatifs testés selon la méthode spécifiée.

Analyse d'urine Roche sur bandelette							
Analyte	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7 à 8	7 à 8	7 à 8	7 à 8	7 à 8	7 à 8	7 à 8
Protéines	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	150–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100–500 mg/dL	100– 500 mg/dL
Glucose	300–1 000 mg/dL	500–1 000 mg/dL	250–1 000 mg/dL	300–1 000 mg/dL	250→ 1 000 mg/dL	250→ 1 000 mg/dL	250–1 000 mg/dL
Cétones	1 + - 3 +	1 + - 3 +	15–150 mg/dL	50–150 mg/dL	15–150 mg/dL	15–150 mg/dL	15–150 mg/dL
Bilirubine	2 + - 3 +	2 + - 3 +	3–6 mg/dL	3–6 mg/dL	3–6 mg/dL	3–6 mg/dL	3–6 mg/dL
Sang (hémoglobine)	50–250 Ery/μL	50–250 Ery/μL	150–250 Ery/μL	150–250 Ery/μL	50–250 Ery/μL	150–250 Ery/μL	150–250 Ery/μL
Nitrite	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif
Urobilinogène	4–12 mg/dL	4–12 mg/dL	8–12 mg/dL	8–12 mg/dL	8→ 12 mg/dL	8–12 mg/dL	8–12 mg/dL
Gravité spécifique	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,010–1,020
Estérase leucocytaire	10–25–500 Leu/μL	1 + - 2 +	100–500 Leu/μL	100–500 Leu/μL	75–500 Leu/μL	100–500 Leu/μL	100–500 Leu/μL

KOVA-Trol® I Fiche de valeurs Anormalement haut avec urobilinogène

Description du produit : KOVA-Trol I Anormalement élevé avec urobilinogène
 Numéro de matériel : Kits 87334 (4 x 15 mL), 87332 (4 x 60 mL) et 87533 (8 x 60 mL)

Les plages représentatives présentées ci-dessous sont confirmées pour chaque lot.

Caractéristiques physiques et microscopiques		
Marqueur	Méthode	Plage
Gravité spécifique	Réfractomètre (numérique)	1,015–≥ 1,030
Osmolalité	Osmomètre	200–600 mOsm/kg
pH	pH-mètre	6,5–8,5
Aspect	Visuel	Transparent - légèrement trouble
Couleur	Visuel	Orange
Numération cellulaire moyenne des GR	Microscopie	≥ 15 cellules/hpf*
Numération leucocytaire moyenne	Microscopie	≥ 15 cellules/hpf*
Cristaux	Microscopie	Présent
Cylindres	Microscopie	< 1

* Cellules par champ au fort grossissement mesurées à l'aide d'un oculaire 10X/objectif 40X

Test de grossesse		
Marqueur	Méthode	Plage
hCG	Test urinaire hCG Quidel QuickVue	Négative