

KOVA-Trol® I Υψηλό μη φυσιολογικό, με φύλλο τιμών ουροχολινογόνου

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol I Υψηλό μη φυσιολογικό με ουροχολινογόνο
 Αριθμός υλικού: Kit 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) και 87533 (8 x 60 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη καθορίζονται στατιστικά με βάση τα ιστορικά δεδομένα και επαληθεύονται περιοδικά με αντιπροσωπευτικές παρτίδες που εξετάζονται στην καθορισμένη μέθοδο.

Εξέταση ανάλυσης ούρων με ταινίες Siemens							McKesson
Αναλύτης	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0-8,0	6,5-8,5	7,0-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,0	6,5-8,5
Πρωτεΐνη	100-≥2000 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥300 mg/dl	100-≥1000 mg/dl	100-300 mg/dl
Γλυκόζη	250-2000 mg/dl	500-≥1000 mg/dl	500-≥1000 mg/dl	250-≥1000 mg/dl	500-≥1000 mg/dl	250-≥1000 mg/dl	250-1000 mg/dl
Κετόνες	15-160 mg/dl	15-≥80 mg/dl	15-≥80 mg/dl	40-≥160 mg/dl	15-≥80 mg/dl	15-≥160 mg/dl	15-80 mg/dl
Χολερυθρίνη	2 + - 3 +	Μέτριο - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	1-4 mg/dl
Αίμα (αιμοσφαιρίνη)	2 + - 3 +	Μικρό - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	Μικρό - Μεγάλο	80-200 Ery/μl
Νιτρίτης	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό
Ουροχολινογόνο	4-8 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	4,0-≥8,0 EU/dl	1,0-≥8,0 EU/dl	2-8 mg/dl
Ειδικό βάρος	1,010-1,025	1,010-1,025	1,015-1,030	1,010-1,030	1,010-1,025	1,005-1,025	1,010-1,020
Εστεράση λευκοκυττάρων	1 + - 3 +	Μέτριο - Μεγάλο	Μικρό - Μεγάλο	Μικρό - Μεγάλο	Μικρό - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	125-500 Leu/μl
Μικροαλβουμίνη	Δ/Ε	80-150 mg/l	80-150 mg/l	30-150 mg/l	Δ/Ε	30-150 mg/l	Δ/Ε
Κρεατινίνη	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	50-300 mg/dl	Δ/Ε
A : C	Δ/Ε	30-300 mg/g Μη φυσιολογικό - >300 mg/g Υψηλό μη φυσιολογικό			Δ/Ε	150-≥300 mg/g	Δ/Ε

KOVA-Trol® I Υψηλό μη φυσιολογικό, με φύλλο τιμών ουροχολινογόνου

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol I Υψηλό μη φυσιολογικό με ουροχολινογόνο
 Αριθμός υλικού: Kit 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) και 87533 (8 x 60 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη καθορίζονται στατιστικά με βάση τα ιστορικά δεδομένα και επαληθεύονται περιοδικά με αντιπροσωπευτικές παρτίδες που εξετάζονται στην καθορισμένη μέθοδο.

Εξέταση ανάλυσης ούρων με ταινίες Roche							
Αναλύτης	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
Πρωτεΐνη	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	150-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl
Γλυκόζη	300-1000 mg/dl	500-1000 mg/dl	250-1000 mg/dl	300-1000 mg/dl	250->1000 mg/dl	250->1000 mg/dl	250-1000 mg/dl
Κετόνες	1 + - 3 +	1 + - 3 +	15-150 mg/dl	50-150 mg/dl	15-150 mg/dl	15-150 mg/dl	15-150 mg/dl
Χολερυθρίνη	2 + - 3 +	2 + - 3 +	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl	3-6 mg/dl
Αίμα (αιμοσφαιρίνη)	50-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl
Νιτρίτης	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό
Ουροχολινογόνο	4-12 mg/dl	4-12 mg/dl	8-12 mg/dl	8-12 mg/dl	8-≥12 mg/dl	8-12 mg/dl	8-12 mg/dl
Ειδικό βάρος	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,010-1,020
Εστεράση λευκοκυττάρων	10-25-500 Leu/μl	1 + - 2 +	100-500 Leu/μl	100-500 Leu/μl	75-500 Leu/μl	100-500 Leu/μl	100-500 Leu/μl

KOVA-Trol® I Υψηλό μη φυσιολογικό, με φύλλο τιμών ουροχολινογόνου

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol I Υψηλό μη φυσιολογικό με ουροχολινογόνο
 Αριθμός υλικού: Kit 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) και 87533 (8 x 60 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη που παρουσιάζονται παρακάτω επιβεβαιώνονται για κάθε παρτίδα.

Φυσικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά		
Δείκτης	Μέθοδος	Εύρος
Ειδικό βάρος	Διαθλασίμετρο (ψηφιακό)	1,015-≥1,030
Ωσμωτικότητα	Ωσμοσίμετρο	200-600 mOsm/kg
pH	Μετρητής pH	6,5-8,5
Όψη	Οπτική	Διαυγής - ελαφρώς θολή
Χρώμα	Οπτική	Υποκίτρινο
Μέσος αριθμός κυττάρων RBC	Μικροσκοπία	≥15 κύτταρα/hpf*
Μέσος αριθμός κυττάρων WBC	Μικροσκοπία	≥15 κύτταρα/hpf*
Κρύσταλλοι	Μικροσκοπία	Παρουσία
Κύλινδροι	Μικροσκοπία	<1

* Κύτταρα ανά πεδίο υψηλής ισχύος όπως μετράται με τη χρήση προσοφθάλμιου φακού 10X/αντικειμενικού φακού 40X

Τεστ κυήσεως		
Δείκτης	Μέθοδος	Εύρος
hCG	Εξέταση ούρων Quidel QuickVue hCG	Αρνητικό