

KOVA-Trol® | Ficha de valores de anómalo alto com urobilinogénio

Descrição do produto: KOVA-Trol | Anómalo alto com urobilinogénio
 Número de material: Kits 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) e 87533 (8 x 60 ml)

Os intervalos representativos são determinados estatisticamente com base em dados históricos e verificados periodicamente com lotes representativos testados no método especificado.

Teste com tiras de análise à urina Siemens							McKesson
Analito	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0-8,0	6,5-8,5	7,0-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,0	6,5-8,5
Proteína	100-≥2000 mg/dL	100-≥300 mg/dL	100-≥300 mg/dL	100-≥300 mg/dL	100-≥300 mg/dL	100-≥1000 mg/dL	100-300 mg/dL
Glicose	250-2000 mg/dL	500-≥1000 mg/dL	500-≥1000 mg/dL	250-≥1000 mg/dL	500-≥1000 mg/dL	250-≥1000 mg/dL	250-1000 mg/dL
Cetonas	15-160 mg/dL	15-≥80 mg/dL	15-≥80 mg/dL	40-≥160 mg/dL	15-≥80 mg/dL	15-≥160 mg/dL	15-80 mg/dL
Bilirrubina	2 + - 3 +	Moderado - Grande	Moderado - Grande	Moderado - Grande	Moderado - Grande	Moderado - Grande	1-4 mg/dL
Sangue (hemoglobina)	2 + - 3 +	Pequeno - Grande	Moderado - Grande	Moderado - Grande	Moderado - Grande	Pequeno - Grande	80-200 Ery/μl
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinogénio	4-8 UE/dL	4,0-≥8,0 UE/dL	4,0-≥8,0 UE/dL	4,0-≥8,0 UE/dL	4,0-≥8,0 UE/dL	1,0-≥8,0 UE/dL	2-8 mg/dL
Gravidade específica	1,010-1,025	1,010-1,025	1,015-1,030	1,010-1,030	1,010-1,025	1,005-1,025	1,010-1,020
Esterase leucocitária	1 + - 3 +	Moderado - Grande	Pequeno - Grande	Pequeno - Grande	Pequeno - Grande	Moderado - Grande	125 - 500 Leu/μl
Microalbumina	N/A	80-150 mg/L	80-150 mg/L	30-150 mg/L	N/A	30-150 mg/L	N/A
Creatinina	50-300 mg/dL	50-300 mg/dL	50-300 mg/dL	50-300 mg/dL	50-300 mg/dL	50-300 mg/dL	N/A
A : C	N/A	30-300 mg/g Anómalo - >300 mg/g Anómalo alto			N/A	150-≥300 mg/g	N/A

KOVA-Trol® I Ficha de valores de anómalo alto com urobilinogénio

Descrição do produto: KOVA-Trol I Anómalo alto com urobilinogénio
 Número de material: Kits 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) e 87533 (8 x 60 ml)

Os intervalos representativos são determinados estatisticamente com base em dados históricos e verificados periodicamente com lotes representativos testados no método especificado.

Teste Roche Urinalysis Strip							
Analito	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
Proteína	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	150-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL
Glicose	300-1000 mg/dL	500-1000 mg/dL	250-1000 mg/dL	300-1000 mg/dL	250->1000 mg/dL	250->1000 mg/dL	250-1000 mg/dL
Cetonas	1 + - 3 +	1 + - 3 +	15-150 mg/dL	50-150 mg/dL	15-150 mg/dL	15-150 mg/dL	15-150 mg/dL
Bilirrubina	2 + - 3 +	2 + - 3 +	3-6 mg/dL	3-6 mg/dL	3-6 mg/dL	3-6 mg/dL	3 - 6 mg/dL
Sangue (hemoglobina)	50-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl	150-250 Ery/μl
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinogénio	4-12 mg/dL	4-12 mg/dL	8-12 mg/dL	8-12 mg/dL	8-≥12 mg/dL	8-12 mg/dL	8-12 mg/dL
Gravidade específica	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,010-1,020
Esterase leucocitária	10 - 25 - 500 Leu/μl	1 + - 2 +	100 - 500 Leu/μl	100 - 500 Leu/μl	75 - 500 Leu/μl	100 - 500 Leu/μl	100 - 500 Leu/μl

KOVA-Trol® I Ficha de valores de anômalo alto com urobilinogénio

Descrição do produto: KOVA-Trol I Anômalo alto com urobilinogénio
Número de material: Kits 87334 (4 x 15 ml), 87332 (4 x 60 ml) e 87533 (8 x 60 ml)

Os intervalos representativos apresentados abaixo são confirmados para cada lote.

Características físicas e microscópicas		
Marcador	Método	Intervalo
Gravidade específica	Refratômetro (digital)	1,015-≥1,030
Osmolalidade	Osmómetro	200-600 mOsm/kg
pH	Medidor de pH	6,5-8,5
Aspeto	Visual	Transparente - ligeiramente turvo
Cor	Visual	Âmbar
Contagem média de células de RBC	Microscopia	≥15 células/hpf*
Contagem de células médias de WBC	Microscopia	≥15 células/hpf*
Cristais	Microscopia	Presente
Moldes	Microscopia	<1

* Células por campo de alta potência, conforme medido utilizando a ocular 10X/objetiva 40X

Teste de gravidez		
Marcador	Método	Intervalo
hCG	Teste de urina Quidel QuickVue hCG	Negativo