

KOVA-Trol® II Hoja de valores anormales bajos

Descripción del producto: KOVA-Trol II anormal bajo

Número de material: Kit 87130 (4 x 15 ml)

Los intervalos representativos se determinan estadísticamente a partir de datos históricos y se verifican periódicamente con lotes representativos analizados con el método especificado.

Análisis de tiras reactivas para análisis de orina Siemens							McKesson
Analito	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0-8,5	7,0-8,5	7,5-8,5	7,0-≥9,0	6,5-8,5	7,0-8,5	7,0-8,5
Proteína	Negativo - 100	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl
Glucosa	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl
Cetonas	5-40 mg/dl	Trazas - 40 mg/dl	Trazas - 40 mg/dl	Trazas - 40 mg/dl	Trazas - 40 mg/dl	Trazas - 40 mg/dl	5-40 mg/dl
Bilirrubina	1 + - 3 +	Moderado - Grande	Pequeño - Grande	Moderado - Grande	Pequeño - Grande	Pequeño - Grande	Negativo - 1
Sangre (hemoglobina)	1 + - 3 +	Trazas lisadas - Moderadas	Trazas - Moderadas	Trazas lisadas - Moderadas	Baja - Moderada	Trazas - Moderadas	25-200 Eri/μl
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinógeno	0,2-1 UE/dl	0,2-1,0 UE/dl	0,2-1,0 UE/dl	0,2-1,0 UE/dl	0,2-1,0 UE/dl	0,2-1,0 UE/dl	0,2-1 mg/dl
Gravedad específica	1,005-1,020	≤1,005-1,015	≤1,005-1,025	≤1,005-1,025	≤1,005-1,020	≤1,005-1,015	1,005-1,020
Esterasa de leucocitos	1 + - 3 +	Trazas - Abundantes	Trazas - Abundantes	Trazas - Abundantes	Trazas - Abundantes	Trazas - Abundantes	70-500 Leu/μl
Microalbúmina	No procede	30-150 mg/l	30-150 mg/l	30-150 mg/l	No procede	10-150	No procede
Creatinina	50-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	No procede
A : C	No procede	<30 Normal - 30-300 mg/g Anormal			No procede	Normal	No procede

KOVA-Trol® II Hoja de valores anormales bajos

Descripción del producto: KOVA-Trol II anormal bajo

Número de material: Kit 87130 (4 x 15 ml)

Los intervalos representativos se determinan estadísticamente a partir de datos históricos y se verifican periódicamente con lotes representativos analizados con el método especificado.

Análisis de tiras reactivas para análisis de orina Roche							
Analito	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
Proteína	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 25 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl	Negativo - 75 mg/dl	Negativo - 30 mg/dl
Glucosa	100-300 mg/dl	100-500 mg/dl	100-250 mg/dl	100-300 mg/dl	100-250 mg/dl	100-300 mg/dl	100-250 mg/dl
Cetonas	1 + - 2 +	1 + - 2 +	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl
Bilirrubina	1 + - 2+	1 + - 2 +	Negativo-1 mg/dl	1-3 mg/dl	1-3 mg/dl	1-3 mg/dl	1-3 mg/dl
Sangre (hemoglobina)	5-10-250 Eri/μl	Trazas-250 Eri/μl	50-250 Eri/μl	50-150 Eri/μl	50-250 Eri/μl	50-250 Eri/μl	50-250 Eri/μl
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinógeno	Normal - 1 mg/dl	Normal - 1 mg/dl	Normal - 1 mg/dl	Normal - 1 mg/dl	Normal - 1 mg/dl	Normal - 1 mg/dl	Normal - 1 mg/dl
Gravedad específica	1,000-1,010	1,000-1,010	1,005-1,015	1,005-1,015	1,005-1,015	1,005-1,015	1,000-1,015
Esterasa de leucocitos	10 - 25 - 500 Leu/μl	Trazas - 2+	25-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl	100-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl

KOVA-Trol® II Hoja de valores anormales bajos

Descripción del producto: KOVA-Trol II anormal bajo
 Número de material: Kit 87130 (4 x 15 ml)

Los intervalos representativos presentados a continuación están confirmados para cada lote.

Características físicas y microscópicas		
Marcador	Método	Rango
Gravedad específica	Refractómetro (digital)	≤1,005-1,025
Osmolalidad	Osmómetro	100-400 mOsm/kg
pH	Medidor de pH	7,0-8,5
Aspecto	Visual	Transparente - Ligeramente turbio
Color	Visual	Amarillo - Verde
Recuento medio de glóbulos rojos	Microscopia	1-12 células/hpf*
Recuento celular medio de leucocitos	Microscopia	1-12 células/hpf*
Cristales	Microscopia	Presente
Cilindros	Microscopia	<1

* Células por campo de gran aumento medidas con ocular 10X y objetivo 40X

Pruebas de embarazo		
Marcador	Método	Rango
hCG	Análisis de orina hCG Quidel QuickVue	Negativo