

Φύλλο χαμηλών μη φυσιολογικών τιμών KOVA-Trol® II

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol II Χαμηλό μη φυσιολογικό

Αριθμός υλικού: Κιτ 87130 (4 x 15 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη καθορίζονται στατιστικά με βάση τα ιστορικά δεδομένα και επαληθεύονται περιοδικά με αντιπροσωπευτικές παρτίδες που εξετάζονται στην καθορισμένη μέθοδο.

Εξέταση ανάλυσης ούρων με ταινίες Siemens							McKesson
Αναλύτης	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0-8,5	7,0-8,5	7,5-8,5	7,0-≥9,0	6,5-8,5	7,0-8,5	7,0-8,5
Πρωτεΐνη	Αρνητικό - 100	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl
Γλυκόζη	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl	100-500 mg/dl
Κετόνες	5-40 mg/dl	Ίχνη - 40 mg/dl	Ίχνη - 40 mg/dl	Ίχνη - 40 mg/dl	Ίχνη - 40 mg/dl	Ίχνη - 40 mg/dl	5-40 mg/dl
Χολερυθρίνη	1 + - 3 +	Μέτριο - Μεγάλο	Μικρό - Μεγάλο	Μέτριο - Μεγάλο	Μικρό - Μεγάλο	Μικρό - Μεγάλο	Αρνητικό - 1
Αίμα (αιμοσφαιρίνη)	1 + - 3 +	Ίχνη που έχουν υποστεί λύση - Μέτριο	Ίχνη - Μέτριο	Ίχνη που έχουν υποστεί λύση - Μέτριο	Μικρό - Μέτριο	Ίχνη - Μέτριο	25-200 Ery/μl
Νιτρίτης	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό
Ουροχολινογόνο	0,2-1 EU/dl	0,2-1,0 EU/dl	0,2-1,0 EU/dl	0,2-1,0 EU/dl	0,2-1,0 EU/dl	0,2-1,0 EU/dl	0,2-1 mg/dl
Ειδικό βάρος	1,005-1,020	≤1,005-1,015	≤1,005-1,025	≤1,005-1,025	≤1,005-1,020	≤1,005-1,015	1,005-1,020
Εστεράση λευκοκυττάρων	1 + - 3 +	Ίχνη - Μεγάλο	Ίχνη - Μεγάλο	Ίχνη - Μεγάλο	Ίχνη - Μεγάλο	Ίχνη - Μεγάλο	70-500 Leu/μl
Μικροαλβουμίνη	Δ/Ε	30-150 mg/l	30-150 mg/l	30-150 mg/l	Δ/Ε	10-150	Δ/Ε
Κρεατινίνη	50-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	100-300 mg/dl	Δ/Ε
A : C	Δ/Ε	<30 Φυσιολογικό - 30-300 mg/g Μη φυσιολογικό			Δ/Ε	Φυσιολογικό	Δ/Ε

Φύλλο χαμηλών μη φυσιολογικών τιμών KOVA-Trol® II

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol II Χαμηλό μη φυσιολογικό

Αριθμός υλικού: Kit 87130 (4 x 15 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη καθορίζονται στατιστικά με βάση τα ιστορικά δεδομένα και επαληθεύονται περιοδικά με αντιπροσωπευτικές παρτίδες που εξετάζονται στην καθορισμένη μέθοδο.

Εξέταση ανάλυσης ούρων με ταινίες Roche							
Αναλύτης	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
Πρωτεΐνη	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 25 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl	Αρνητικό - 75 mg/dl	Αρνητικό - 30 mg/dl
Γλυκόζη	100-300 mg/dl	100-500 mg/dl	100-250 mg/dl	100-300 mg/dl	100-250 mg/dl	100-300 mg/dl	100-250 mg/dl
Κετόνες	1 + - 2 +	1 + - 2 +	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl	5-50 mg/dl
Χολερυθρίνη	1 + - 2+	1 + - 2 +	Αρνητικό-1 mg/dl	1-3 mg/dl	1-3 mg/dl	1-3 mg/dl	1-3 mg/dl
Αίμα (αιμοσφαιρίνη)	5-10-250 Ery/μl	Ίχνη-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	50-150 Ery/μl	50-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl
Νιτρίτης	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό	Θετικό
Ουροχολινογόνο	Φυσιολογικό - 1 mg/dl	Φυσιολογικό - 1 mg/dl	Φυσιολογικό - 1 mg/dl	Φυσιολογικό - 1 mg/dl	Φυσιολογικό - 1 mg/dl	Φυσιολογικό - 1 mg/dl	Φυσιολογικό - 1 mg/dl
Ειδικό βάρος	1,000-1,010	1,000-1,010	1,005-1,015	1,005-1,015	1,005-1,015	1,005-1,015	1,000-1,015
Εστεράση λευκοκυττάρων	10-25-500 Leu/μl	Ίχνη-2+	25-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl	100-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl

Φύλλο χαμηλών μη φυσιολογικών τιμών KOVA-Trol® II

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol II Χαμηλό μη φυσιολογικό

Αριθμός υλικού: Κιτ 87130 (4 x 15 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη που παρουσιάζονται παρακάτω επιβεβαιώνονται για κάθε παρτίδα.

Φυσικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά		
Δείκτης	Μέθοδος	Εύρος
Ειδικό βάρος	Διαθλασίμετρο (ψηφιακό)	≤1,005-1,025
Ωσμωτικότητα	Ωσμωσίμετρο	100-400 mOsm/kg
pH	Μετρητής pH	7,0-8,5
Όψη	Οπτική	Διαυγής-Ελαφρώς θολή
Χρώμα	Οπτική	Κίτρινο-Πράσινο
Μέσος αριθμός κυττάρων RBC	Μικροσκοπία	1-12 κύτταρα/hpf*
Μέσος αριθμός κυττάρων WBC	Μικροσκοπία	1-12 κύτταρα/hpf*
Κρύσταλλοι	Μικροσκοπία	Παρουσία
Κύλινδροι	Μικροσκοπία	<1

* Κύτταρα ανά πεδίο υψηλής ισχύος όπως μετράται με τη χρήση προσοφθάλμιου φακού 10X/αντικειμενικού φακού 40X

Τεστ κυήσεως		
Δείκτης	Μέθοδος	Εύρος
hCG	Εξέταση ούρων Quidel QuickVue hCG	Αρνητικό