

KOVA-Trol® III Normal mit hCG-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol III Normal mit hCG

Artikelnummer: Kit 87331 (4 x 15 mL), 87327 (4 x 60 mL) und 87528 (8 x 60 mL)

Die repräsentativen Bereiche werden statistisch auf Grundlage historischer Daten bestimmt und regelmäßig mit repräsentativen Chargen überprüft, die mit der angegebenen Methode getestet wurden.

Siemens-Urinteststreifen-Analytik							McKesson
Analyt	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	5,5 - 7,0	5,0 - 7,0	5,0 - 7,0	5,0 - 7,0	5,5 - 7,0	5,5 - 7,0	5,5 - 6,5
Protein	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Glukose	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Ketone	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Bilirubin	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Blut (Hämoglobin)	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Nitrit	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Urobilinogen	0,2 - 1 EU/dL	0,2 - 1 EU/dL	0,2 - 1 EU/dL	0,2 - 1 EU/dL	0,2 - 1 EU/dL	0,2 - 1 EU/dL	0,2 - 1 EU/dL
Spezifisches Gewicht	1,005 - 1,020	≤1,005 - 1,020	≤1,005 - 1,020	≤1,005 - 1,020	≤1,005 - 1,020	1,000 - 1,010	1,005 - 1,020
Leukozytenesterase	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Mikroalbumin	—	10 mg/dL	10 mg/dL	10 mg/dL	—	—	—
Kreatinin	10 - 100 mg/dL	10 - 100 mg/dL	10 - 100 mg/dL	10 - 100 mg/dL	10 - 100 mg/dL	10 - 50 mg/dL	—
A : C	—	<30 Normal			—	Normal: Verdünnen - Normal	—

KOVA-Trol® III Normal mit hCG-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol III Normal mit hCG
 Artikelnummer: Kit 87331 (4 x 15 mL), 87327 (4 x 60 mL) und 87528 (8 x 60 mL)

Die repräsentativen Bereiche werden statistisch auf Grundlage historischer Daten bestimmt und regelmäßig mit repräsentativen Chargen überprüft, die mit der angegebenen Methode getestet wurden.

Roche-Urinteststreifen-Analytik							
Analyt	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	5 - 7	5 - 7	5,5 - 7,0	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5,5 - 7,0
Protein	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Glukose	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Ketone	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Bilirubin	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Blut (Hämoglobin)	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Nitrit	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Urobilinogen	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Spezifisches Gewicht	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,005 - 1,020	1,000 - 1,015
Leukozytenesterase	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ

KOVA-Trol® III Normal mit hCG-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol III Normal mit hCG
 Artikelnummer: Kit 87331 (4 x 15 mL), 87327 (4 x 60 mL) und 87528 (8 x 60 mL)

Die unten dargestellten repräsentativen Bereiche werden für jede Charge bestätigt.

Physikalische und mikroskopische Eigenschaften		
Marker	Methode	Bereich
Spezifisches Gewicht	Refraktometer (digital)	≤1,005 - 1,015
Osmolalität	Osmometer	75 - 275 mOsm/kg
pH	pH-Meter	5,0 - 7,0
Aussehen	Visuell	Klar
Farbe	Visuell	Gelb
Mittlere Erythrozytenzellzahl	Mikroskopie	≤1 Zellen/hpf*
Mittlere Leukozytenzellzahl	Mikroskopie	≤6 Zellen/hpf*

* Zellen pro Gesichtsfeld bei hoher Vergrößerung, gemessen mit 10X-Okular/40X-Objektiv

Schwangerschaftstestung		
Marker	Methode	Bereich
hCG	Quidel QuickVue hCG-Urintest	Positiv