

KOVA-Trol® III Hoja de valores normales con hCG

Descripción del producto: KOVA-Trol III Normal con hCG
 Número de material: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) y 87528 (8 x 60 ml)

Los intervalos representativos se determinan estadísticamente a partir de datos históricos y se verifican periódicamente con lotes representativos analizados con el método especificado.

Análisis de tiras reactivas para análisis de orina Siemens							McKesson
Analito	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	5,5-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,5-7,0	5,5-7,0	5,5-6,5
Proteína	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Glucosa	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Cetonas	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Bilirrubina	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Sangre (hemoglobina)	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Nitrato	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Urobilinógeno	0,2-1 UE/dl	0,2-1 UE/dl	0,2-1 UE/dl	0,2-1 UE/dl	0,2-1 UE/dl	0,2-1 UE/dl	0,2-1 UE/dl
Gravedad específica	1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	1,000-1,010	1,005-1,020
Esterasa de leucocitos	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Microalbúmina	No procede	10 mg/dl	10 mg/dl	10 mg/dl	No procede	No procede	No procede
Creatinina	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-50 mg/dl	No procede
A : C	No procede	<30 Normal			No procede	Normal: Diluir - Normal	No procede

KOVA-Trol® III Hoja de valores normales con hCG

Descripción del producto: KOVA-Trol III Normal con hCG
 Número de material: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) y 87528 (8 x 60 ml)

Los intervalos representativos se determinan estadísticamente a partir de datos históricos y se verifican periódicamente con lotes representativos analizados con el método especificado.

Análisis de tiras reactivas para análisis de orina Roche							
Analito	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	5-7	5-7	5,5-7,0	5-7	5-7	5-7	5,5-7,0
Proteína	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Glucosa	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cetonas	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Bilirrubina	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Sangre (hemoglobina)	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Nitrito	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Urobilinógeno	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Gravedad específica	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,000-1,015
Esterasa de leucocitos	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

KOVA-Trol® III Hoja de valores normales con hCG

Descripción del producto: KOVA-Trol III Normal con hCG
 Número de material: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) y 87528 (8 x 60 ml)

Los intervalos representativos presentados a continuación están confirmados para cada lote.

Características físicas y microscópicas		
Marcador	Método	Rango
Gravedad específica	Refractómetro (digital)	≤1,005-1,015
Osmolalidad	Osmómetro	75-275 mOsm/kg
pH	Medidor de pH	5,0-7,0
Aspecto	Visual	Transparente
Color	Visual	Amarillo
Recuento medio de glóbulos rojos	Microscopia	≤1 células/hpf*
Recuento celular medio de leucocitos	Microscopia	≤6 células/hpf*

* Células por campo de gran aumento medidas con ocular 10X y objetivo 40X

Pruebas de embarazo		
Marcador	Método	Rango
hCG	Análisis de orina hCG Quidel QuickVue	Positivo