

Fiche de valeurs KOVA-Trol® III Normal avec hCG

Description du produit : KOVA-Trol III Normal avec hCG
 Numéro de matériel : Kit 87331 (4 x 15 mL), 87327 (4 x 60 mL) et 87528 (8 x 60 mL)

Les plages représentatives sont déterminées statistiquement sur la base des données historiques et vérifiées périodiquement avec des lots représentatifs testés selon la méthode spécifiée.

Test sur bandelette d'analyse d'urine Siemens							McKesson
Analyte	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	5,5–7,0	5,0–7,0	5,0–7,0	5,0–7,0	5,5–7,0	5,5–7,0	5,5–6,5
Protéines	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Glucose	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Cétones	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Bilirubine	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Sang (hémoglobine)	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Nitrite	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Urobilinogène	0,2–1 UE/dL	0,2–1 UE/dL	0,2–1 UE/dL	0,2–1 UE/dL	0,2–1 UE/dL	0,2–1 UE/dL	0,2–1 UE/dL
Gravité spécifique	1,005–1,020	≤ 1,005–1,020	≤ 1,005–1,020	≤ 1,005–1,020	≤ 1,005–1,020	1,000–1,010	1,005–1,020
Estérase leucocytaire	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Microalbumine	S.O.	10 mg/dL	10 mg/dL	10 mg/dL	S.O.	S.O.	S.O.
Créatinine	10–100 mg/dL	10–100 mg/dL	10–100 mg/dL	10–100 mg/dL	10–100 mg/dL	10–50 mg/dL	S.O.
A : C	S.O.	< 30 Normal			S.O.	Normal : Diluer – Normal	S.O.

Fiche de valeurs KOVA-Trol® III Normal avec hCG

Description du produit : KOVA-Trol III Normal avec hCG
 Numéro de matériel : Kit 87331 (4 x 15 mL), 87327 (4 x 60 mL) et 87528 (8 x 60 mL)

Les plages représentatives sont déterminées statistiquement sur la base des données historiques et vérifiées périodiquement avec des lots représentatifs testés selon la méthode spécifiée.

Analyse d'urine Roche sur bandelette							
Analyte	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	5–7	5–7	5,5–7,0	5–7	5–7	5–7	5,5–7,0
Protéines	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Glucose	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cétones	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Bilirubine	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Sang (hémoglobine)	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Nitrite	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative
Urobilinogène	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Gravité spécifique	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,005–1,020	1,000–1,015
Estérase leucocytaire	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative	Négative

Fiche de valeurs KOVA-Trol® III Normal avec hCG

Description du produit : KOVA-Trol III Normal avec hCG
 Numéro de matériel : Kit 87331 (4 x 15 mL), 87327 (4 x 60 mL) et 87528 (8 x 60 mL)

Les plages représentatives présentées ci-dessous sont confirmées pour chaque lot.

Caractéristiques physiques et microscopiques		
Marqueur	Méthode	Plage
Gravité spécifique	Réfractomètre (numérique)	≤ 1,005–1,015
Osmolalité	Osmomètre	75–275 mOsm/kg
pH	pH-mètre	5,0–7,0
Aspect	Visuel	Transparent
Couleur	Visuel	Jaune
Numération cellulaire moyenne des GR	Microscopie	≤ 1 cellule/hpf*
Numération leucocytaire moyenne	Microscopie	≤ 6 cellules/hpf*

* Cellules par champ au fort grossissement mesurées à l'aide d'un oculaire 10X/objectif 40X

Test de grossesse		
Marqueur	Méthode	Plage
hCG	Test urinaire hCG Quidel QuickVue	Positif