

KOVA-Trol® III Normal com folha de valores de hCG

Descrição do produto: KOVA-Trol III normal com hCG

Número de material: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) e 87528 (8 x 60 ml)

Os intervalos representativos são determinados estatisticamente com base em dados históricos e verificados periodicamente com lotes representativos testados no método especificado.

Teste com tiras de análise à urina Siemens							McKesson
Analito	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	5,5-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,5-7,0	5,5-7,0	5,5-6,5
Proteína	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Glicose	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Cetonas	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Bilirrubina	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Sangue (hemoglobina)	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Nitrito	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Urobilinogénio	0,2-1 UE/dL	0,2-1 UE/dL	0,2-1 UE/dL	0,2-1 UE/dL	0,2-1 UE/dL	0,2-1 UE/dL	0,2-1 UE/dL
Gravidade específica	1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	1,000-1,010	1,005-1,020
Esterase leucocitária	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Microalbumina	N/A	10 mg/dL	10 mg/dL	10 mg/dL	N/A	N/A	N/A
Creatinina	10-100 mg/dL	10-100 mg/dL	10-100 mg/dL	10-100 mg/dL	10-100 mg/dL	10-50 mg/dL	N/A
A : C	N/A	<30 Normal			N/A	Normal: Diluir - Normal	N/A

KOVA-Trol® III Normal com folha de valores de hCG

Descrição do produto: KOVA-Trol III normal com hCG
 Número de material: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) e 87528 (8 x 60 ml)

Os intervalos representativos são determinados estatisticamente com base em dados históricos e verificados periodicamente com lotes representativos testados no método especificado.

Teste Roche Urinalysis Strip							
Analito	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	5-7	5-7	5,5-7,0	5-7	5-7	5-7	5,5-7,0
Proteína	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Glicose	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cetonas	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Bilirrubina	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Sangue (hemoglobina)	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Nitrito	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Urobilinogénio	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Gravidade específica	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,000-1,015
Esterase leucocitária	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

KOVA-Trol® III Normal com folha de valores de hCG

Descrição do produto: KOVA-Trol III normal com hCG
 Número de material: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) e 87528 (8 x 60 ml)

Os intervalos representativos apresentados abaixo são confirmados para cada lote.

Características físicas e microscópicas		
Marcador	Método	Intervalo
Gravidade específica	Refratômetro (digital)	≤1,005-1,015
Osmolalidade	Osmómetro	75-275 mOsm/kg
pH	Medidor de pH	5,0-7,0
Aspetto	Visual	Limpar
Cor	Visual	Amarelo
Contagem média de células de RBC	Microscopia	≤1 pilha/hpf*
Contagem de células médias de WBC	Microscopia	≤6 células/hpf*

* Células por campo de alta potência, conforme medido utilizando a ocular 10X/objetiva 40X

Teste de gravidez		
Marcador	Método	Intervalo
hCG	Teste de urina Quidel QuickVue hCG	Positivo